




Nachhaltige Therapieerfolge schnell, sicher, dauerhaft

«Mit dem Cibionic®-System bin ich sehr zufrieden. Meinen Fingern geht es deutlich besser und von den Patienten wird die Behandlung sehr gut vertragen. Von der Boeger-Therapie als solches bin ich weiterhin sehr begeistert.»

Sabine Nagel, Physiotherapeutin in Zürich

Vorteile des Cibionic®-Systems

- > Cibionic® entlastet Deine Hände
- > Der hohe und konstante Druck steigert die Effektivität Deiner Therapie
- > Cibionic® wird vom den Patienten als deutlich angenehmer empfunden



Preise und Konditionen


gültig bis 31. Dezember 2024

Basispreis des Gesamtpakets zzgl. länderspezifischer MwSt. Cibionic®-System mit Cart und Laptop	16'600,00 €
Anzahlung bei Bestellung	7'000,00 €
Restzahlung nach Erhalt des Instruments	9'600,00 €
Ratenzahlung ist ebenfalls möglich.	
EU	
Basispreis des Gesamtpakets zzgl. 7,7% MwSt. Cibionic®-System mit Cart und Laptop.	16'960,00Fr.
Anzahlung bei Bestellung	7'000,00 Fr.
Restzahlung nach Erhalt des Instruments	9'960,00 Fr.
Ratenzahlung sowie eine Finanzierung ist über unseren Leasing-Partner, die Migros-Bank, möglich.	
CH	

Zur Qualitätssicherung ist es Voraussetzung, dass das Cibionic®-System nur von Therapeuten angewendet wird, die mindestens den Boeger-Therapie-Basiskurs (BT1) absolviert haben.

Die Boeger-Therapie ist leicht und schnell erlernbar und lässt sich sehr gut in die therapeutische Arbeit integrieren.

Fallbeispiel Therapieverlauf



Das Diagramm zeigt den Therapieverlauf einer Narbenbehandlung am *M. deltoideus*. Bereits nach 60 Sekunden Behandlung mit dem Cibionic®-System sinkt die Gewebespannung signifikant. In der Regel um fast 2000g.

Das Besondere daran: Was gelöst ist, bleibt gelöst.

Lieferumfang des Cibionic®-Systems

Das Cibionic®-Basismodell besteht aus:

- > Einem **Swiss Made Cibionic®-Instrument** aus Aluminium eloxiert mit hochwertiger Präzisionsmechanik, CE-zertifiziert und nummeriert
- > **Leitfaden** für die Behandlung diverser Krankheitsbilder in Papierform
- > **Software zur Dokumentation** des Therapieverlaufs und zur Erfassung der Patientendaten
- > Einem **Instrumentenwagen**, feststellbar, mit Staufach mit Tür
- > Zwei Standard-**Therapiewangenpaaren**
- > **180°-Schwenkarm**, zweigeteilt, zur Aufhängung des Cibionic®-Instruments
- > **Laptop** zum Aufzeichnen und Dokumentieren des Therapieverlaufs, mit Windows 11-Betriebssystem
- > **Metallkoffer** zur Aufbewahrung des Laptops
- > **Cibionic®-System-Einführung**
- > **Lieferung erfolgt frei Haus**

